

Bakgrundsinformation om Puregon Pen®

Puregon Pen®

Före provrörsbefruktningen sker en behandling för att stimulera äggstockarna så att något eller några av de vilande ägganlag som finns däri ska börja mogna. Dessa ägg används sedan till provrörsbefruktningen. Till denna behandling används ett follikelstimulerande hormon (FSH). Läkemedlet Puregon® (follitropin beta) är ett konstgjort FSH som framställs genom rekombinant DNA-teknik.

FSH ges endast i injektionsform. Tidigare har kvinnan själv fått mäta upp, blanda till och injicera rätt dos med en traditionell spruta, vilket har varit besvärligt och medfört en viss grad av osäkerhet i behandlingen. För att underlätta behandlingen har Puregon Pen utvecklats. Puregon Pen är en injektionspenna som liknar den som används av många diabetiker när de tar sitt insulin.

Puregon Pen® medför en rad fördelar:

- Bekvämare behandling för kvinnan som lättare kan behandla sig själv i hemmet.
- Enklare behandling genom ett betydligt lättare handhavande.
- Säkrare behandling genom att doseringen blir mer exakt och lättare kan individualiseras.
- Underlättad behandling genom att medicinen inte är temperaturkänslig eller skrymmande och lätt kan medföras till arbetet och vid resor.

För mer information om Puregon, besök www.puregon.nu, www.fass.se eller www.schering-plough.se.